

Nádoba na použité jehly a stříkačky

Univerzální nádoba pro likvidaci jehel, skalpelů a jednorázových injekčních stříkaček

- Dvojité víko s dokonale těsnícím okrajem
- Dvoupolohové uzavírání - první poloha pro opakované otevírání, druhá pro bezpečné uzavření
- Zřetelné označení maximální hladiny naplnění
- Plnicí kapacita max. 85 %
- Splňuje požadavky: TRBA 250, DIN EN ISO 23907

Technické parametry

Materiál:	PP
Vnější průměr dna:	112 mm



Nádoba na použité jehly a stříkačky 1500 ml



Nádoba na použité jehly a stříkačky 2000 ml



Nádoba na použité jehly a stříkačky 2500 ml



Nádoba na použité jehly a stříkačky 3000 ml

Objem (ml)	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 500	179 x 176 x 125	12	R.1XYA.1
2 000	179 x 176 x 161	10	R.1XYC.1
2 500	179 x 176 x 197	10	R.1XYE.1
3 000	179 x 176 x 233	4	R.1XYH.1
5 000	179 x 176 x 379	4	R.1XYK.2

Nádoba na použité jehly a stříkačky oválná

Technické parametry

Materiál:

PP

Vnější průměr dna:

57 mm

Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
500	162	89	21	R.1LTN.1

