

Nádobka odběrová PS aseptická | STERILIN

Asepticky vyráběná nádobka pro odběr vzorků vhodná i pro klinické použití

- Plastové dokonale těsnící šroubovací víčko (odpovídá britským standardům)

Technické parametry

Materiál nádobky: cytotoxicky testovaný čirý polystyren (PS), vyhovuje FDA

Materiál víčka: polyethylen (PE) nebo polypropylen (PP)



Nádobka polystyrenová sterilní na vzorky

Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr víčka (mm)	Materiál víčka	Popisovací plocha	Balení (ks)	Katalogové číslo
7 Bijou	50,2	22,5	PE	ne	700	S129010
7 Bijou	50,2	22,5	PE	ano	700	S129020
30	93,1	30,1	PP	ne	400	S128010
30	93,1	30,1	PP	ano	400	S128020
60	61,1	44,6	PE	ne	300	S125015
60	61,1	44,6	PE	ano	300	S125025
100*	76,4	50,5	PE	ano	200	S185035