

Nádobka odběrová s kovovým víčkem | STERILIN

Polystyrenová nádobka pro odběr vzorků vhodná i pro klinické použití

- Asepticky vyráběná nádobka s kovovým šroubovacím víčkem
- Dokonale těsnící víčko dle normy EN 14254
- Varianty nádobek bez popisovací plochy, s prázdnou popisovací plochou či s předtištěnými řádky
- Tištěná graduace na popisovací ploše

Technické parametry

Materiál nádoby: čirý polystyren

Materiál víčka: kov



Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Štítek	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	61	44,5	ne	300	S001250
60	61	44,5	čistý	300	S112500
60	61	44,5	předtištěný	300	S012050
100	77	49,5	ne	200	S001850
100	77	49,5	čistý	200	S011850
100	77	49,5	předtištěný	200	S118500
250	119,5	65,5	ne	50	S001901