

Nádobka odběrová SecurTainer™ III | SIMPORT

Nesterilní silnostěnné nádoby na vzorky se šroubovacím víčkem

- Stohovatelné válcové, chemicky odolné nádoby pro odběr a uchovávání pevných i tekutých vzorků
- Dokonale těsnící víčko umožňuje použít nádobek i pro transport nebezpečného materiálu
- Vroubkování u dna nádoby a kolem víčka pro snadné otvírání a uzavírání
- Víčka a nádoby jsou balená samostatně
- Nádoby lze odlišit použitím barevných vložek do středového otvoru ve víčku

Technické parametry

Materiál nádoby:	čirý panenský PP
Materiál víčka:	PE
Teplotní stabilita:	-90 až +100 °C



Nádoby odběrové SecurTainer™ III

Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr nádoby (mm)	Průměr víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	53	29	34	100	U577020
40	53	42	48	100	U577040
60	63	42	48	100	U577060
90	63	52	63	100	U577090
120	76	52	63	100	U577120

Barevné vložky viz "Barevné vložky do víček pro LOCKMAILER"