

Nádobka odběrová Spectainer™ ECO | SIMPORT

Biologicky rozložitelné nádoby na vzorky se šroubovacím víčkem

- Jednorázové polypropylenové nádoby pro odběr, transport a uchování pevných i tekutých vzorků
- Biologicky rozložitelné do 7 let
- Dokonale těsnící víčko
- Popisovací plocha na stěně nádoby
- Sterilní nádoby sterilizovány gama zářením
- Štítek na sterilních nádobkách proti neoprávněné manipulaci, neporušený štítek zaručuje sterilitu nádoby
- Sterilní nádoby jsou baleny po 100 kusech
- Nádoby lze odlišit použitím barevných vložek do středového otvoru ve víčku

Technické parametry

Materiál nádoby:	rozložitelný PP
Materiál víčka:	rozložitelný PE
Teplotní stabilita:	-90 až +100 °C



Nádobka odběrová Spectainer ECO 120 ml sterilní



Nádobka odběrová Spectainer ECO 90 ml sterilní



Nádobka odběrová Spectainer ECO 60 ml sterilní



Nádobka odběrová Spectainer ECO 120 ml



Nádobka odběrová Spectainer ECO 90 ml



Nádobka odběrová Spectainer ECO 60 ml

Objem (ml)	Sterilita	Barva víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	ne	oranžová	500	U566601
60	ano	modrá	5 x 100	U566602
90	ne	oranžová	400	U566901
90	ano	modrá	4 x 100	U566902
120	ne	oranžová	300	U566121
120	ano	modrá	3 x 100	U566122

Barevné vložky viz "Barevné vložky do víček pro LOCKMAILER"