

Nádobka odběrová SpecTainer™ II | SIMPORT

Sterilní a nesterilní nádoby na vzorky se šroubovacím víčkem

- Stohovatelné válcové, chemicky odolné nádoby pro odběr, transport a uchovávání pevných i tekutých vzorků
- Dokonale těsnící šroubovací víčko s unikátním integrovaným těsněním, popisovací štítek na stěně nádoby
- Štítek na sterilních nádobkách proti neoprávněné manipulaci, neporušený štítek zaručuje sterilitu nádoby
- Reliefní stupnice na stěně 90 a 120ml nádobek, 60ml nádoba bez stupnice
- Sterilní nádoby jsou v kartonu baleny po 100 kusech
- Nádoby lze odlišit použitím barevných vložek do středového otvoru ve víčku

Technické parametry

Materiál nádoby:	čirý panenský PP
Materiál víčka:	PE
Dělení stupnice 90 a 120ml nádobek:	10 ml
Teplotní stabilita:	-90 až +100 °C



Nádoby odběrové SpecTainer™ II

Objem (ml)	Sterilita	Barva víčka	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	ne	žlutá	48	62	100	U567060
60	ano	zelená	48	62	500	U567061
90	ne	žlutá	58	62	100	U567090
90	ano	zelená	58	62	400	U567091
120	ne	žlutá	58	78	100	U567120
120	ano	zelená	58	78	300	U567121

Barevné vložky viz "Barevné vložky do víček pro LOCKMAILER"