

Nádobka PP a PS se šroubovacím víčkem

Aseptická nebo sterilní nádobka s víčkem

- Válcová nádobka o objemu 30, 60 a 200 ml, kónická o objemu 120 a 150 ml
- Nádobka o objemu 60 a 120 ml s popisovací plochou, nádobka 120 ml s dělením po 20 ml
- Při objednání celého kartonu lze dodat i nádobku s bílým nebo žlutým víčkem

Technické parametry

Materiál nádobky:	průsvitný polypropylen (PP) nebo čirý polystyren (PS)
Materiál víčka:	polyethylen (HDPE)
Tvar nádobky 30, 60 a 200 ml :	válcový
Tvar nádobky 120 a 150 ml:	kónický

Objem (ml)	Horní průměr nádobky (mm)	Dolní průměr nádobky (mm)	Průměr víčka (mm)	Výška bez víčka (mm)
30	38,5	36,2	43,0	45,0
60	38,5	36,2	43,0	63,0
120	57,0	48,0	61,6	67,8
150	57,0	52,6	61,6	79,2
200	60,2	59,5	64,7	80,0



Aseptická nádobka

Asepticky vyráběná nádobka s červeným šroubovacím víčkem

Objem (ml)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	PP	100	K935002
60	PP	100	K935003.1
60	PP	600	K935003.2

120	PP	300	K935004
150	PP	250	K935005
200	PP	200	K935006
200	PS	200	K935007



Aseptická nádobka 30 ml



Aseptická nádobka 60 ml



Aseptická nádobka 120 ml



Aseptická nádobka 150 ml



Aseptická nádobka PP 200 ml



Aseptická nádobka PS 200 ml

Sterilní nádobka

Sterilní, hromadě nebo jednotlivě balené nádoby s červeným šroubovacím víčkem

- Nádoby balené hromadě v krabici a PE sáčku nebo individuálně balené ve folii
- Aseptická nádobka sterilizovaná beta zářením

Objem (ml)	Materiál	Způsob balení	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	PP	hromadě	1 000	K952001

30	PP	jednotlivě	500	K952011
60	PP	hromadně	600	K952002
60	PP	jednotlivě	500	K952012
120	PP	hromadně	300	K952003
120	PP	jednotlivě	250	K952013
150	PP	hromadně	250	K952004
150	PP	jednotlivě	250	K952014
200	PP	hromadně	200	K952005
200	PP	jednotlivě	150	K952015
200	PS	hromadně	200	K952007
200	PS	jednotlivě	150	K952017



Sterilní nádobka 30 ml balená jednotlivě



Sterilní nádobka 60 ml balená jednotlivě



Sterilní nádobka 120 ml balená jednotlivě



Sterilní nádobka 150 ml balená jednotlivě



Sterilní nádobka PP 200 ml balená jednotlivě



Sterilní nádobka PS 200 ml balená jednotlivě