

## Nádobka válcová PP na vzorky

Transparentní nádobka se zamačkávacím víčkem

### Technické parametry

Materiál nádobky:

PP

Materiál víčka:

LDPE



Nádobka na vzorky válcová

| Objem (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 5          | 20          | 25         | 25          | I911241          |
| 12         | 22          | 37         | 25          | I911341          |
| 18         | 22          | 57         | 25          | I911441          |
| 50         | 30          | 97         | 10          | I911541          |
| 160        | 50          | 110        | 10          | I911641          |