

Nádobka zamrazovací PP 15 ml | NALGENE

Nádobka pro skladování tuhých vzorků v mrazničkách a hlubokomrazících boxech

- Sterilní širokohrdlá nádobka se šroubovacím víčkem
- Nepyrogenní a necytotoxická, odpovídá IVD směrnici 98/79/EC

Technické parametry

Materiál:	PP, víčko HDPE
Objem:	15 ml
Rozměry:	Průměr 33 mm, výška s víčkem 47 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Zamrazovací nádobka 15 ml	75	I661941