

Nádobky barvicí skleněné

Nádobky pro barvení preparátů na podložním skle

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo

Nádobka	Kapacita
Typ Schifferdecker	10 podložních skel na délku
Typ Hellendahl	8 podložních skel na výšku
Typ Coplin	5 podložních skel na výšku



Nádobka barvicí skleněná Schifferdecker



Nádobka barvicí skleněná Hellendahl



Nádobka barvicí skleněná Coplin

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nádobka typ Schifferdecker	90	75	45	1	H999351
Nádobka typ Hellendahl	60	57	100	1	H999355
Nádobka typ Coplin	Průměr 45	Průměr 45	110	1	H999353

Dózy s držákem

Dózy s vkládacím skleněným nebo nerezovým držákem

Technické parametry

Materiál dózy:	sodnodraselné sklo
Materiál držáku:	sodnodraselné sklo nebo nerezová ocel
Kapacita držáku:	10 podložních skel na délku
Maximální šířka podložních skel:	45 mm

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Dóza s víkem a držákem ze skla	105	85	75	1	H999360
Dóza s víkem a nerezovým držákem	90	70	65	1	H999361



dóza s víkem



držák mikroskel skleněný



držák mikroskel nerezový

Náhradní díly a příslušenství pro dózy s držákem


Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Dóza s víkem pro držák ze skla	1	H999360.N
Skleněný držák	1	H999360.D
Dóza s víkem pro nerezový držák	1	H999361.N
Nerezový držák	1	H999361.D
Drátěný úchyt pro skleněný držák	1	R755371



dóza s víkem



držák mikroskel skleněný



držák mikroskel nerezový