

Nádobky na vzorky PP víceúčelové

Sterilní a nesterilní nádobky se šroubovacím víčkem

- CE certifikace dle 98/79/EC
- Sterilní nádobky jsou individuálně balené

Technické parametry

Materiál:

PP



nádobky PP

Nesterilní						Sterilní					
Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Graduace	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Graduace	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	46	43	-	1000	R.YP04.1	30	46	43	-	500 ks, indiv. balené	R.YP08.2
60	65	43	10	600	R.YP05.1	60	65	43	10	500 ks, indiv. balené	R.YP09.1
120	72	56	25	500	R.YP06.1	120	72	56	25	250 ks, indiv. balené	R.YP10.1
200	81	64	-	200	R.YP07.1	200	81	64	-	150 ks, indiv. balené	R.YP11.1