

NADP Na₂


β-nikotinamidadeninukleotidfosfát disodný

CAS: 24292-60-2

Vzorec: C₂₁H₂₆N₇O₁₇P₃Na₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	787,4
A ₃₆₀ (v H ₂ O):	max 0,6
A ₃₄₀ (v koncentraci 0,01 mg/l pufru pH 7,0):	max 0,005



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 85 %, pro biochemii	250 mg	R771381
min 85 %, pro biochemii	500 mg	R771382
min 85 %, pro biochemii	1 g	R771383