

Nálevka analytická PP | KARTELL

Autoklávovatelná nálevka, stěny nálevky svírají úhel 60°

Technické parametry

Materiál:

PP

Úhel :

60°



Nálevka analytická

Průměr (mm)	Průměr stonku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
27	4	1	K000145
37	5	1	K000146
46	5	1	K000147
66	10	1	K000148
81	11	1	K000150
100	11	1	K000152
120	11	1	K000153
150	14	1	K000155
180	14	1	K000156