

## Nálevka Büchnerova PP | KARTELL

- Nerozbitná, tepelně a chemicky odolná, snadno rozebíratelná

### Technické parametry

Materiál:

PP



Nálevka Büchnerova PP

| Objem (ml) | Vnitřní průměr (mm) | Velikost otvorů (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 40         | 45                  | 1,0                  | 1           | K000437          |
| 70         | 55                  | 1,0                  | 1           | K000438          |
| 180        | 70                  | 1,5                  | 1           | K000439          |
| 285        | 80                  | 1,5                  | 1           | K000440          |
| 390        | 90                  | 2,0                  | 1           | K000441          |
| 810        | 110                 | 2,0                  | 1           | K000442          |
| 2 100      | 160                 | 2,5                  | 1           | K000443          |
| 6 000      | 240                 | 3,0                  | 1           | K000445          |