

Nálevka univerzální HDPE

Robustní nálevka pro široké použití

- Vnější žebrování zabraňuje přilnutí nálevky k hrdlu nádoby
- Vyhrnutý okraj pro omezení přelítí, ouško pro zavěšení

Technické parametry

Materiál:

HDPE



Nálevka univerzální HDPE

Průměr nálevky (mm)	Průměr stonku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	3	1	R058351
60	8	1	R058451
80	13	1	K004171
100	15	1	K000172
120	20	1	K000173
140	24	1	K000174
180	30	1	K000175
220	35	1	K000176
260	38	1	K000177
310	43	1	K000178
420	57	1	K004179