

Nálevka z nerezové oceli

Nálevka s postraním žlábkem na stonku pro vyrovnávání tlaku v láhvi

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel 18/8



Horní průměr nálevky (mm)	Výška nálevky (mm)	Dolní průměr stonku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	65	7	1	R016251
95	125	11	1	R016451
120	145	14	1	R016651
150	170	14	1	R016751
200	225	22	1	R016851
243	265	23	1	R016951