

Náplň sušící malá na jedno použití | BEL-ART

Vhodná pro skříňové i kulaté exsikátory, analytické váhy a další přesné laboratorní přístroje

- Možnost regenerace v sušárně při 50 °C přes noc, nebo po přesypání obsahu na skleněnou misku 1 hod při 150 °C
- Individuálně balené v hliníkové fólii
- Porézní membrána umožňuje rychlou absorpci vlhkosti
- Průhledná polystyrenová miska zajišťuje dobrou viditelnost změny barvy z modré na růžovou
- Silikagel s indikátorem

Technické parametry

Materiál misky:

čirý PS



Průměr misky (mm)	Obsah silikagelu (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
65	16	6	A480065
100	38	6	A480100