


Násoska přečerpávací z novoduru

Pro bezpečné přečerpávání agresivních a jiných kapalin. Sestává z ohnuté novodurové trubice, skleněného kohoutu s násoskou a gumového balónku s kuličkovým ochranným ventilem.

Technické parametry

Délka nasávací části trubice :	880 mm
Délka na výtokové části trubice :	916 mm
Poloměr zakřivení :	150 mm
Průměr trubice :	15 mm



Násoska přečerpávací z novoduru

Popis	Katalogové číslo
Přečerpávací násoska	L317076
Náhradní balónek pro násosku	L317077