

Nástavec filtrační na injekční stříkačky pro HPLC „SPARTAN“ WHATMAN

Certifikované univerzální nástavce pro filtraci vodných a organických roztoků pro HPLC

- Každá šarže testována na nepřítomnost látek absorbujících v UV oblasti (210 a 254 nm) ve vodě, methanolu a acetonitrilu
- Hydrofilní membrána z regenerované celulózy se slabou vazbou proteinů
- Vysoká chemická odolnost vůči standardním vodným a organickým HPLC rozpouštědlům

Technické parametry

Materiál membrány :	regenerovaná celulóza (RC)
Materiál pouzdra:	polypropylen (PP)
Zakončení:	Male Luer
Nasazení:	Female Luer Lock
Maximální tlak:	7 bar
Maximální teplota:	80°C

Průměr filtru	13 mm	30 mm
Vnější průměr	17 mm	34 mm
Filtrační plocha	0,75 cm ²	5,7 cm ²
Objem filtrovaného vzorku	max 5 ml	max 100 ml
Zadržený objem	10 µl	50 µl



Průměr filtru (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Barva	Katalogové číslo
13	0,2	100	tmavě hnědá	10463100
13	0,2	500	tmavě hnědá	10463102
13	0,45	100	světle hnědá	10463110
13	0,45	500	světle hnědá	10463112
30	0,2	100	tmavě hnědá	10463060
30	0,2	500	tmavě hnědá	10463062

30	0,45	100	světle hnědá	10463050
30	0,45	500	světle hnědá	10463052