

Nástavec filtrační na injekční stříkačky ReZist[®] WHATMAN

Barevně kódované nástavce s PTFE membránou

- Odolné vůči agresivním organickým rozpouštědlům
- Pro filtraci standardních HPLC rozpouštědel
- Použitelné jako "venting" filtr pro malé nádoby

Technické parametry

Materiál membrány :	hydrofóbní PTFE
Materiál pouzdra:	polypropylen (PP)
Průměr filtru :	30 mm
Vnější průměr:	33 mm
Zadržený objem :	< 50 µl
Maximální tlak:	7 bar
Nasazení / zakončení:	Female Luer Lock / Male Luer



Porozita (µm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,2	bílá	100	R599452
0,45	zelená	100	R599652
1,0	žlutá	100	R599852
5,0	šedá	100	R600052