

Nástavec se zábrusem a šroubením

Adaptér pro uchycení teploměru nebo trubičky

- Zábrus ze skla se šroubovacím víčkem a těsněním

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál šroubovacího víčka:	PBT
Materiál těsnění:	silikon krytý PTFE



Nástavec se zábrusem a šroubením

Zábrus NZ	Závit GL	Pro teploměr průměru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
14/23	14	5,5-6,5	1	R559281
14/23	18	7,5-9,0	1	R559481
19/26	14	5,5-6,5	1	I059841
19/26	18	7,5-9,0	1	I080041
24/29	14	5,5-6,5	1	I059941
29/32	14	5,5-6,5	1	R559381
29/32	18	7,5-9,0	1	R559581
29/32	25	9,0-11,0	1	I080141
29/32	32	13,0-15,0	1	I080241

Těsnění

Náhradní těsnění pro šroubovací víčka s otvorem

Technické parametry

Materiál:	silikon krytý PTFE
Maximální teplota par:	130 °C

Maximální teplota při přímém ohřevu:

200 °C

Závit GL	Pro teploměr průměru (mm)	Rozměry (d x d ₁) (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
14	5,5-6,5	12 x 6	1	R559681
18	5,5-6,5	16 x 6	1	R559781
18	7,5-9,0	16 x 8	1	R559881
18	9,0-11, 0	16 x 10	1	R559981
25	7,5-9,0	22 x 8	2	I229241
25	9,0-11, 0	22 x 10	2	I229341
25	11,0-13,0	22 x 12	2	I229441
32	9,0-11, 0	29 x 10	2	I229541
32	11,0-13,0	29 x 12	1	R839761
32	13,0-15,0	29 x 14	2	I229641
32	15,9-17,0	29 x 16	2	I229741
32	17,0-19,0	29 x 18	2	I229841

