


## Nárypka s krátkým rovným koncem | SIMAX

Nárypka pro běžné laboratorní použití se sypkými látkami

### Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo SIMAX®



| Průměr násypky (mm) | Průměr stonku (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------|--------------------|------------|-------------|------------------|
| 50                  | 20                 | 50         | 1           | N133050          |
| 60                  | 20                 | 60         | 1           | N103060          |
| 80                  | 25                 | 80         | 1           | N103080          |
| 100                 | 25                 | 95         | 1           | N131031          |
| 120                 | 30                 | 110        | 1           | N103120          |
| 160                 | 35                 | 137        | 1           | N103160          |
| 200                 | 38                 | 180        | 1           | N103200          |