

Navažovací lodička s výlevkou

Plastové jednorázové lodičky pro vážení kapalných látek

- Hluboká lodička s rukojetí pro pohodlnou manipulaci
- Výlevka pro přesné vylévání kapaliny
- Ploché dno zajišťuje stabilitu a zabraňuje převrácení
- Vyrobeno v čistých prostorách (ISO, třída 8) z biologicky inertního materiálu, který je odolný vůči zředěným a slabým kyselinám, zásadám a alkoholům
- Vhodné pro použití v potravinářství

Technické parametry

Materiál: čistý PS odpovídající předpisům FDA

Teplotní rozsah: 0 až 40 °C



Navažovací lodička s výlevkou



Navažovací lodičky s výlevkou - 50, 100 a 200 ml

Objem (ml)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	92 x 40 x 43	200	U120890
100	107 x 90 x 48	200	U120891
200	148 x 117 x 51	200	U120892