

NEOMYCIN SULFÁT

Širokospektré aminoglykosidické antibiotikum ze *Streptomyces fradiae*

CAS: 1405-10-3


Vzorec: $C_{23}H_{46}N_6O_{13} \cdot 3 H_2SO_4$

- Inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S
- Inhibuje bakteriální proteosyntézu u širokého spektra prokaryot (i u dormantních stádií)

Technické parametry

Zásobní roztok: 100 mg/ml v H_2O (skladování při $-20^{\circ}C$)

Bezp. věty (GHS): H317-H334



NEOMYCIN SULFÁT

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 600 IU/mg, pro biochemii	10 g	plast	R 86681
min 600 IU/mg, pro biochemii	100 g	plast	R 86682