

NOURSEOTHRICIN DIHYDROGENSULFÁT


Streptothricin, širokospektré antibiotikum a antimykotikum proti virům, bakteriím a houbám

CAS: 96736-11-7

- Využívá se pro selekci geneticky modifikovaných bakterií, kvasinek, vláknitých hub, prvoků a rostlin

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	streptothricin F (n=1): 599,59 streptothricin D (n=3): 857,95
Zásobní roztok:	100 mg/ml ve vodě, skladujte v -20 °C
Pracovní koncentrace:	~100 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H302-H315-H319-H335



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 85 %, pro biochemii a mikrobiologii	25 mg	plast	R.3011.1
min 85 %, pro biochemii a mikrobiologii	100 mg	plast	R.3011.2
min 85 %, pro biochemii a mikrobiologii	1 g	plast	R.3011.3