

NTA-agaróзовé kuličky Roti®garose-His/Ni NTA-HPBeads

Niklem nabité NTA-agaróзовé kuličky "vysokotlaké" pro izolaci His-značených proteinů pomocí afinitní chromatografie za redukčních podmínek

- Rychlé jednokrokové čištění 6xHis-značených proteinů z lyzátů
- Vysoká vazebná kapacita
- Vhodné pro LPLC, FPLC and MPLC chromatografie a pro velkoobjemové roztoky
- Kompatibilní s denaturačními a redukčními činidly
- Minimalizováno vyluhování niklu
- Kuličky mohou být použité opakovaně
- Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 30 min

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H226-H319
Teplota skladování:	+4 °C
Kuličky (zesíťená agaróza):	6 %
Ligand:	NTA
Kovový iont:	nikl
Vazebná kapacita (gel) (GFPuv-6xHis):	≥60 mg/ml
Ethanol:	20 %



Objem (ml)	Katalogové číslo
25	R.0805.1
100	R.0805.2