

Nuč filtrační s vyměnitelnými fritovými filtry

Nálevka pro výměnné skleněné frity

- Kelímek z borosilikátového skla
- Autoklávatelná PP nálevka s těsněním

Technické parametry

Objem kelímku	Průměr frity
30 ml	24 mm
250 ml	50 mm



Nuč filtrační s vyměnitelnými fritovými filtry

Popis	Objem kelímku	Balení (ks)	Katalogové číslo
Filtrační nuč bez frity	30 ml	1	R163151
Filtrační nuč bez frity	250 ml	1	R163251

Fritové filtry

- Fritové filtry zatavené do skleněného prstence

Průměr frity 24 mm				Průměr frity 50 mm			
Popis	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Popis	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Frita 1	100-160	1	R163351	Frita 1	100-160	1	R163751
Frita 2	40-100	1	R163451	Frita 2	40-100	1	R163851
Frita 3	16-40	1	R163551	Frita 3	16-40	1	R163951
Frita 4	10-16	1	R163651	Frita 4	10-16	1	R164051