

NYSTATIN DIHYDRÁT

mykostatin, fungicidin

CAS: 1400-61-9

Vzorec: C₄₇H₇₅NO₁₇ · 2 H₂O


- Upravuje permeabilitu buněčných membrán vazbou ke sterolům
- Vyšší koncentrace obecně způsobují porozitu membrán

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 962,14

Zásobní roztok: 5 mg/ml v DMSO nebo DMF, skladujte v teplotě –20 °C

Pracovní roztok: 2-50 µg/ml



NYSTATIN DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 4400 I.U./mg, pro biochemii	5 g	sklo	R.0241.1
min 4400 I.U./mg, pro biochemii	10 g	sklo	R.0241.2