

Odměrka kónická s výlevkou a reliéfní orientační stupnicí | KARTELL

Autoklárovatelná plastová odměrka z PP nebo TPX materiálu

- Široká základna pro lepší stabilitu
- Vhodné i pro styk s potravinami

Technické parametry

Materiál:	PP nebo TPX
Teplotní rozsah PP odměrky:	0 °C až 121 °C
Teplotní rozsah TPX odměrky:	0 °C až 121 °C (krátkodobě 170 °C)



Odměrka z PP materiálu



Odměrka z TPX materiálu

PP					TPX				
Objem (ml)	Dělení (ml)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	2	118	1	K000422	100	2	117	1	K001422
250	5	164	1	K000423	250	5	162	1	K001423
500	10	183	1	K000424	500	10	183	1	K001424
1000	20	263	1	K000425	1000	20	263	1	K001425