

Odměrka kónická s výlevkou a orientační stupnicí

Šampuska z čirého borosilikátového skla

- Kónický tvar pro lepší přesnost odměřování menších objemů

Technické parametry

Materiál:

borosilikátové sko



Objem (ml)	Dělení (ml)	Výška (mm)	Horní vnější průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	1	95	26	1	N161110
20	2	110	32	1	N161120
50	5	135	44	1	N161150
100	5	170	55	1	N161010
250	10	220	75	1	N161122
500	20	265	103	1	N161155
1000	50	310	128	1	N161101