

Odsávač ruční QuickSip BT-Aspirator | BRAND

Pro ruční odsátí supernatantu z mikrozkuumavek, misek, lahvíček a mikrodestiček bez použití vývěvy

- Jednokanálový a osmikanálový nástavec
- Pro odsávání lze použít špičky pro pipety, skleněné mikropipety a Pasteurovy pipety
- Bezpečné odsátí do uzavřeného prostoru láhve
- Ovládání odsávání v držáku odsávacího nástavce
- Ventilový blok odsávače pro našroubování na láhev s hrdlem GL 45



Popis	Katalogové číslo
QuickSip BT-Aspirator s jednokanálovým nástavcem	P472315
Osmikanálový nástavec	P704526
Náhradní dávkovací jednotka, 3 ks/bal	P704504
Náhradní jednokanálový nástavec s nasávací hadičkou a 3 adaptéry	P025950

Dodává se s jednou náhradní dávkovací jednotkou a dvěma PP adaptéry na GL 32 a S40.
Láhev k odsávání nutno objednat samostatně!