

Ostatní klasická média

L-15 (Leibovitz) Medium

Médium pro rychle rostoucí nádorové buňky

- Nevyžaduje atmosféru obohacenou CO₂.
- Médium bez NaHCO₃, médium je pufrováno vyváženou hladinou aminokyselin.

Technické parametry

Teplota skladování: 2°C až 8°C

Balení	Popis	Katalogové číslo
500 ml	L-15 médium bez L-glutaminu	D.12-700F
100 ml	L-15 médium bez L-glutaminu a fenolové červeně*	D.12-669E

* médium pro tvorbu virových plaků, 2x koncentrované (s výjimkou L-tyrozinu)

McCoy's 5A Medium

Médium pro kultivaci lidských lymfocytů

Technické parametry

Teplota skladování: 2°C až 8°C

Balení	Popis	Katalogové číslo
500 ml	McCoy's 5A médium s L-glutaminem	D.12-688F