

Otáčecí podložka pod Petriho misky Petriturn | SCHUETT-BIOTEC

Pro rovnoměrné rozetření inokula na povrch agarů



Petriturn - M


Manuálně otáčená oboustranná podložka

- Rovnoměrné setrvačné otáčení díky velké hmotnosti podložky
- Dvě pracovní strany - z jedné pro misky 100 mm, z druhé pro misky 150 mm

Technické parametry

Rozměry:	průměr 150 mm, výška 45 mm
Hmotnost:	2,3 kg

Popis	Katalogové číslo
Petriturn - M	R496271



Petriturn - E

Zdokonalený model elektromotorkem otáčené podložky pro petriho misky

- Kontinuální nebo přerušované otáčení pomocí sensoru nebo nožního spínače
- Nastavitelná rychlost otáčení
- Plošina pro misky průměr 100 mm
- Nástavec pro misky průměr 150 mm jako samostatné příslušenství

Technické parametry

Rychlost otáčení :	10 až 100 ot/min
Nastavitelná doba otáčení:	3 vteřiny až 2 min, nebo kontinuálně
Hmotnost:	cca 1 kg
Napájení:	síťový adaptér 12 V, 5 VA

Popis	Katalogové číslo
Petriturn - E	R696471
Nástavec pro misky 150 mm	I805421
Nožní spínač pro Petriturn - E	R698171

