

OXID VÁPENATÝ

pálené vápno

CAS: 1305-78-8**Vzorec:** CaO**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	56,08
Sušidlo vhodné pro:	amoniak, aminy, alkoholy, oxid dusný, ethery
Sušidlo nevhodné pro:	kyseliny, deriváty kyselin, aldehydy, ketony, estery
Regenerace sušidla:	při 1000 °C

OXID VÁPENATÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):	H314
-------------------	------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, p.a.	500 g	O 35101
min 97 %, p.a.	1 kg	O 35102

OXID VÁPENATÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):	H315-H318-H335
-------------------	----------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 96 %, práškový, extra čistý	500 g	R.CN88.1
min 96 %, práškový, extra čistý	1 kg	R.CN88.2
min 96 %, práškový, extra čistý	2,5 kg	R.CN88.4
min 96 %, práškový, extra čistý	5 kg	R.CN88.3