

Papír filtrační bezpopelový pro kvantitativní analýzu WHATMAN

- Obsah popelovin 0,007%

Technické parametry

Grade	Charakteristika	Zachycené částice (μm)*	Tloušťka (mm)	Plošná hmotnost (g/m ²)	Rychlost filtrace**
40	papír pro běžné použití se středním průtokem a zachytem	8	0.21	95	340
41	nejrychlejší bezpopelový papír pro velké částice a gelovité precipitáty	20 - 25	0.22	85	54
42	nejúčinnější bezpopelový papír pro malé částice a jemné precipitáty	2.5	0.20	100	1870
43	rychlejší papír pro potravinářské a půdní analýzy	16	0.22	95	155
44	nejtenčí papír této série, menší účinnost než Grade 42, ale rychlejší průtok	3	0.18	80	995



Kruhové výseky

Grade	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Grade 40	32,0	100	1440032

Grade 40	42,5	100	1440042
Grade 40	47,0	100	1440047
Grade 40	55,0	100	1440055
Grade 40	70,0	100	1440070
Grade 40	90,0	100	1440090
Grade 40	110,0	100	1440110
Grade 40	125,0	100	1440125
Grade 40	150,0	100	1440150
Grade 40	185,0	100	1440185
Grade 40	240,0	100	1440240
Grade 41	42,5	100	1441042
Grade 41	47,0	100	1441047
Grade 41	55,0	100	1441055
Grade 41	70,0	100	1441070
Grade 41	90,0	100	1441090
Grade 41	110,0	100	1441110
Grade 41	125,0	100	1441125
Grade 41	150,0	100	1441150
Grade 41	185,0	100	1441185
Grade 41	240,0	100	1441240
Grade 42	42,5	100	1442042
Grade 42	47,0	100	1442047
Grade 42	55,0	100	1442055
Grade 42	70,0	100	1442070
Grade 42	90,0	100	1442090
Grade 42	110,0	100	1442110
Grade 42	125,0	100	1442125
Grade 42	150,0	100	1442150
Grade 42	185,0	100	1442185
Grade 42	240,0	100	1442240
Grade 43	90,0	100	1443090
Grade 43	110,0	100	1443110
Grade 43	125,0	100	1443125
Grade 43	150,0	100	1443150
Grade 43	185,0	100	1443185
Grade 44	70,0	100	1444070
Grade 44	90,0	100	1444090
Grade 44	110,0	100	1444110
Grade 44	125,0	100	1444125
Grade 44	150,0	100	1444150
Grade 44	185,0	100	1444185
Grade 44	240,0	100	1444240



Archy

Grade	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Grade 40	460 x 570	100	1440917
Grade 41	203 x 254	100	1441866
Grade 41	460 x 570	100	1441917
Grade 42	460 x 570	100	1442917