

Parafín

pro histologii

CAS: 8002-74-2

Technické parametry

Typ	Teplota tání (°C)	Charakteristika
Roti®-Plast 100 % parafín, pro histologii	54-56	speciální parafín té nejvyšší kvality bez aditiv, tkáň penetruje rychle a propůjčuje jí plasticitu
GRANOPENT® P peletky parafínu, pro histologii	52-54	parafín s nízkým bodem tání, umožňuje zalévání při teplotách nižších než 55 °C
Extra čistý parafín, pro histologii	50-52	parafín s nízkým bodem tání, umožňuje zalévání při teplotách nižších než 55 °C
Extra čistý parafín, pro histologii	52-54	parafín s nízkým bodem tání, umožňuje zalévání při teplotách nižších než 55 °C
Roti®-Plast s DMSO	56-58	speciální parafín ošetřený DMSO a obohacený polymery, tkáň díky tomu penetruje snáze



Čistota	Balení	Katalogové číslo
Roti®-Plast 100 % parafín 54-56 °C, pro histologii	1 kg	R.6642.1
Roti®-Plast 100 % parafín 54-56 °C, pro histologii	2,5 kg	R.6642.5
Roti®-Plast 100 % parafín 54-56 °C, pro histologii	10 kg	R.6642.2
Roti®-Plast 100 % parafín 54-56 °C, pro histologii	20 kg	R.6642.6
GRANOPENT® P peletky parafínu 52-54 °C, pro histologii	1 kg	R.9279.1
GRANOPENT® P peletky parafínu 52-54 °C, pro histologii	2,5 kg	R.9279.2
50-52 °C, extra čistý, pro histologii	500 g	R.CN48.1
50-52 °C, extra čistý, pro histologii	1 kg	R.CN48.2

52-54 °C, extra čistý, pro histologii	500 g	R.CN49.1
52-54 °C, extra čistý, pro histologii	1 kg	R.CN49.2
Roti®-Plast s DMSO	1 kg	R.6643.1
Roti®-Plast s DMSO	2 kg	R.6643.2
Roti®-Plast s DMSO	20 × 1 kg	R.6643.3