

PARAROSANILINOVÁ BÁZE

C. I. 42500

CAS: 467-62-9**Vzorec:** $C_{19}H_{19}N_3O$

- barvivo a detekční činidlo pro aldehydy

Technické parametry

Bezp.věty (GHS):	H351
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml EtOH (96%)
Molekulová hmotnost:	305,38 g/mol

Čistota	Balení	Katalogové číslo
extra čistá	5 g	R.1H5L.1
extra čistá	10 g	R.1H5L.2
extra čistá	25 g	R.1H5L.3