

Pasteurova pipeta PE

Pipeta vyfouknutá z jednoho kusu s orientační stupnicí

- Typy 1 až 3 se zúženým koncem, typy 4 a 5 s kapilárním koncem
- Hromadné balení nesterilních pipet, sterilní pipety balené jednotlivě

Technické parametry

Materiál:

PE

Typ	Objem stonku (ml)	Objem balónku (ml)	Celková délka (mm)	Počet kapek/ml	Objem kapky (μl)
1	0,1	3,5	150	28	40
1A	1	1	51	45	22
2	1,0	3,5	150	23	40
3	3,0	3,5	150	21	47
4	3,5	3,5	157	50	20



Pasteurova pipeta PE



Pasteurova pipeta PE typ 1



Pasteurova pipeta PE typ 1A



Pasteurova pipeta PE typ 2



Pipeta pasteurova typ 3



Pipeta pasteurova typ 4

Sterilní				Nesterilní			
Typ	Dělení	Balení (ks)	Katalogové číslo	Typ	Dělení	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	ne	500	K000329	1	ne	500	K082335
1A	ne	-		1A	ne	500	P420041
2	ano	500	K000330	2	ano	500	K082336
3	ano	500	K000334	3	ano	500	K082337
4	ne	400	P210024	4	ne	500	P210004