


PCR destička bez rámečku nebo s polovičním rámečkem | BRAND

96jamková bílá 0,2ml PCR destička

- Pro kvantitativní PCR v reálném čase, balené po 5 kusech
- Poskytují prokazatelně lepší výsledky při fluorescenční analýze
- Dokonale hladký povrch, bez RNáz, DNáz a DNA

Technické parametry

Materiál: PP probarvený oxidem titaničitým



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Destičky bez rámečku	50 (10 × 5)	P781354
Destičky s polovičním rámečkem	50 (10 × 5)	P781357