

PCR destička s rovným povrchem **SIMPORT**

96jamková plochá 0,2ml destička, kterou lze snadno rozříznout na díly po 24 nebo 48 jamkách

- Stejněměrně tenká stěna a pružný materiál destičky vyrovnávají rozdíly v teplotním koeficientu kovového bloku a destičky
- Uzavíratelné fóliemi nebo opakovaně použitelným pružným víčkem
- Bez RNáz, DNáz a endotoxinů

Technické parametry


Materiál: čirý PP

Objem: 200 µl

Použití: pro cyclery Biometra (Uno, Uno II, T1, TGradient), Bio-Rad, Eppendorf (Mastercycler Personal, Mastercycler Gradient), ThermoHybaid, MJ Research, PE, Stratagene, Techne



Destička PCR 96jamková s rovným povrchem



Uzavírací víčko

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
96jamková destička pro PCR	10	U032396
Modré uzavírací pružné víčko	5	U032910