


PCR destička se zvýšeným okrajem jamek | BRAND

24 a 48jamková bílá 0,2ml destička pro PCR reakci s malým počtem vzorků

- Pro kvantitativní PCR v reálném čase
- Poskytují prokazatelně lepší výsledky při fluorescenční analýze
- Dokonale hladký povrch, bez RNáz, DNáz a DNA

Technické parametry

Materiál: PP probarvený oxidem titaničitým



Počet jamek	Balení (ks)	Katalogové číslo
24	40 (8 × 5)	P781412
48	20 (4 × 5)	P781416