

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

- Univerzální destička použitelná ve většině PCR cyclerů pro standardní PCR a "real-time" qPCR
- Destička je uzavíratelná fólií nebo opakovaně použitelným pružným víčkem
- Stejněměrně tenká stěna zaručuje maximální, rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Neprůhledné stěny jamek bílé destičky zajišťují vysokou kvalitu a homogenitu fluorescenčního signálu
- Zmenšený objem jamek "low profile" destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Výrazný černý alfanumerický popis jamek a uříznutý roh pro snadnou orientaci

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Materiál bílých destiček:	medicinálně čistý PP probarvený oxidem titaničitým
Objem jamek:	cca 200 µl



Typ destičky	Typ jamek	Barva	Uříznutý roh	Balení (ks)	Katalogové číslo
3441	"Low profile"	čirá	A12	10	U344100.N
3441	"Low profile"	modrá	A12	10	U344100.M
3441	"Low profile"	zelená	A12	10	U344100.Z
3441	"Low profile"	červená	A12	10	U344100.R
3441	"Low profile"	fialová	A12	10	U344100.F
3441	"Low profile"	žlutá	A12	10	U344100.Y
3441	"Low profile"	bílá	A12	10	U344100.B