

PCR destičky číré | NIPPON Genetics

Číré 96jamkové PCR destičky různých profilů a s různými typy rámečků

- Vysoce kvalitní, stabilní, non-DNA-binding materiál
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA
- Alfnumerický kód pro přehlednou identifikaci vzorku
- Kompatibilní s většinou termocyklerů
- [SEZNAM KOMPATIBILNÍCH PŘÍSTROJŮ](#) - najděte nejvhodnější PCR destičky kompatibilní s vaším termocyklerem

Technické parametry

Materiál:

panenský PP



P-LAB

PCR destička s plným rámečkem (FG-180250)



P-LAB

PCR destička bez rámečku



P-LAB

PCR destička s polovičním rámečkem (FG-190250)

PCR destičky bez rámečku

- Velmi vysoká stabilita "low profile" destičky díky křížově propojeným jamkám
- Standardní destičku lze snadno rozstříhnout na menší destičky

Technické parametry

Objem jamek "low profile" destiček: 100 μ l

Objem jamek standardních destiček: 200 μ l

Typ jamek	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
"Low profile"	0,1	50	N170350
Standardní	0,2	25	N170225



PCR destička 0,1 ml (FG-170350)



PCR destička 0,2 ml (FG-170225)

PCR destičky s polovičním rámečkem

- Vhodné pro PCR a qPCR
- Kompatibilní s Nippon plochými nebo vyduťnými víčky ve stripu
- Kompatibilní s tepelně těsnícími fóliemi

Technické parametry

Objem jamek: 300 μ l

Typ jamek	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní	0,3	50	N190250



P-LAB

PCR destičky s polovičním rámečkem 0,3 ml (FG-190250)

PCR destičky s plným rámečkem

- Vhodné pro PCR a qPCR
- Extra tenkostěnné PCR zkumavky, které zaručují rychlou výměnu teploty
- Kompatibilní s Nippon plochými nebo vydutými víčky ve stripu
- Kompatibilní s tepelně těsnícími fóliemi

Technické parametry

Objem jamek "low profile" destiček: 200 µl

Typ jamek	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
"Low profile"	0,2	50	N180250



PCR destička s plným rámečkem (FG-180250)