

PCR destičky pro LightCycler 480 Roche® | BRAND

Bílé 96-jamkové destičky speciálně pro LightCycler® 480 od Roche®

- Extra tenká a rovnoměrné tloušťka stěny umožňuje optimální přenos tepla a krátké cykly
- Hladký povrch minimalizuje vazbu enzymů a nukleových kyselin
- Vhodné i pro pipetovací roboty
- K dispozici také s přilnavou a vysoce transparentní folií (pro qPCR)
- Bez endotoxinů, DNA a nukleáz (DNáz a RNáz)


Technické parametry

Materiál destičky:

bílý PP

Materiál fólie:

vysoce transparentní PP



Typ	Počet jamek	Uřízlý roh	Objem jamky (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
bez fólie	96	H12	0,15	50	P781364
s folií	96	H12	0,15	50	P781365