

PCR mikrozkušavka 0,5 ml tenkostěnná | SSI

Mikrozkušavka s připojeným vydutým nebo plochým matným víčkem

- Ultra tenká stěna (pouze 0,20 mm ve srovnání s 0,25 mm většiny standardních PCR zkumavek) pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Vysoká průhlednost použitého polypropylenu umožňuje snadnou kontrolu obsahu
- Medicinálně čistý polypropylen zaručuje nulovou hodnotu pozadí při použití pro "real time" PCR
- Ploché matné víčko pro popis mikrozkušavek
- Bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů

Technické parametry

Materiál:	medicinně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Síla stěny:	0,20 mm
Vnitřní průměr hrdla:	6,80 mm
Vnější průměr mikrozkušavky:	7,80 mm
Výška (bez víčka):	30,00 mm
Maximální otáčky:	4 000 × g (může se měnit v závislosti na objemu a typu vzorku)



PCR mikrozkušavka 0,5 ml tenkostěnná



PCR mikrozkušavka 0,5 ml tenkostěnná

Víčko	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vydaté	čirá	1 000	U331000.N
Ploché matné	čirá	1 000	U332000.N
Ploché matné	modrá	1 000	U332000.M
Ploché matné	zelená	1 000	U332000.Z
Ploché matné	červená	1 000	U332000.R
Ploché matné	fialová	1 000	U332000.F
Ploché matné	žlutá	1 000	U332000.Y