

PCR mikrozukmavka tenkostěnná 0,2 ml | SIMPORT

Jednotlivé mikrozukmavky s připojeným vydutým nebo plochým snadno propíchnutelným víčkem

- Ultra tenká stěna pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla zkracuje dobu teplotního cyklu
- Transparentní mimořádně kvalitní polypropylen umožňuje dobrou kontrolu obsahu mikrozukmavky
- Dokonale těsnící víčka zaručují bezproblémové použití během teplotních cyklů a zabraňují odpařování obsahu
- Matný popisovací povrch, kulaté dno pro snadné vylití obsahu
- Garantovaná čistota bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogení



Mikrozukmavky s ochranným štítkem

Mikrozukmavky se speciálně tvarovaným víčkem s ochranným štítkem ve tvaru zobáčku bránícím kontaminaci při otvírání zukmavky

Technické parametry

Materiál:	čirý PP, nebo PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami
Vnitřní průměr hrdla:	5,3 mm
Vnější průměr mikrozukmavky:	6,3 mm
Výška (bez víčka):	21,0 mm

Víčko	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vyduťé	čirá	1 000	P003251.N
Vyduťé	modrá	1 000	P003251.M
Vyduťé	zelená	1 000	P003251.Z
Vyduťé	červená	1 000	P003251.R
Vyduťé	žlutá	1 000	P003251.Y
Ploché	čirá	1 000	P003252.N
Ploché	modrá	1 000	P003252.M
Ploché	zelená	1 000	P003252.Z
Ploché	červená	1 000	P003252.R
Ploché	žlutá	1 000	P003252.Y



Mikrozkumavky PCR 0,2 ml s ochranným štítkem

Standardní mikrozkumavky

Mikrozkumavky bez ochranného štítku použitelné pro centrifugování

Technické parametry

Materiál:	čirý PP, nebo PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami
Vnitřní průměr hrdla:	5,3 mm
Vnější průměr mikrozkumavky:	6,3 mm
Výška (bez víčka):	21,1 mm

Víčko	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vyduté	čirá	1 000	P103251.N
Vyduté	modrá	1 000	P103251.M
Vyduté	zelená	1 000	P103251.Z
Vyduté	červená	1 000	P103251.R
Vyduté	žlutá	1 000	P103251.Y
Ploché	čirá	1 000	
Ploché	modrá	1 000	P103252.M
Ploché	zelená	1 000	P103252.Z
Ploché	červená	1 000	P103252.R
Ploché	žlutá	1 000	P103252.Y



Standardní mikrozkumavky PCR 0,2 ml bez ochranného štítku