

PCR mikrozkušavka tenkostěnná 0,2 ml | SSI

Mikrozkušavka s připojeným vydutým, plochým, matným nebo plochým čirým víčkem

- Ploché matné víčko pro popis mikrozkušavek
- Mikrozkušavky s plochým opticky čirým víčkem pro "real time" qPCR
- Ultra tenká stěna (pouze 0,20 mm ve srovnání s 0,25 mm většiny standardních PCR zkumavek) pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Vysoká průhlednost použitého polypropyleny umožňuje snadnou kontrolu obsahu
- Medicinálně čistý polypropylen zaručuje nulovou hodnotu pozadí při použití pro "real time" PCR
- Bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Síla stěny:	0,20 mm
Vnitřní průměr hrdla:	5,33 mm
Vnější průměr mikrozkušavky:	6,35 mm
Výška (bez víčka):	20,83 mm
Maximální otáčky:	4 000 × g (může se měnit v závislosti na objemu a typu vzorku)



PCR mikrozkušavka s vydutým víčkem



PCR mikrozkušavka s vydutým víčkem



PCR mikrozkušavky

Víčko	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vyduté	čirá	1 000	U321000.N

Vyduté	modrá	1 000	U321000.M
Vyduté	zelená	1 000	U321000.Z
Vyduté	červená	1 000	U321000.R
Vyduté	fialová	1 000	U321000.F
Vyduté	žlutá	1 000	U321000.Y
Ploché matné	čirá	1 000	U322000.N
Ploché matné	modrá	1 000	U322000.M
Ploché matné	zelená	1 000	U322000.Z
Ploché matné	červená	1 000	U322000.R
Ploché matné	fialová	1 000	U322000.F
Ploché matné	žlutá	1 000	U322000.Y
Ploché opticky čiré	čirá	1 000	U322510