

PCR mikrozukavka tenkostěnná 0,5 ml | SIMPORT

Jednotlivé mikrozukavky s připojeným vydutým nebo plochým snadno propíchnutelným víčkem

- Ultra tenká stěna pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla zkracuje dobu teplotního cyklu
- Transparentní mimořádně kvalitní polypropylen umožňuje dobrou kontrolu obsahu mikrozukavky
- Dokonale těsnící víčka zaručují bezproblémové použití během teplotních cyklů a zabraňují odpařování obsahu
- Matný popisovací povrch, stupnice po 0,1 ml a kulaté dno pro snadné vylití obsahu
- Garantovaná čistota bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogenní

Technické parametry

Materiál:	čirý PP, nebo PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami
Vnitřní průměr hrdla:	6,8 mm
Vnější průměr mikrozukavky:	7,8 mm
Výška (bez víčka):	29,0 mm



Mikrozukavky PCR 0,5 ml

Víčko	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vyduté	čirá	1 000	P003253.N
Vyduté	modrá	1 000	P003253.M
Vyduté	zelená	1 000	P003253.Z
Vyduté	červená	1 000	P003253.R
Vyduté	žlutá	1 000	P003253.Y
Ploché	čirá	1 000	P003254.N
Ploché	modrá	1 000	P003254.M
Ploché	zelená	1 000	P003254.Z
Ploché	červená	1 000	P003254.R
Ploché	žlutá	1 000	P003254.Y