

PCR mikrozkušavky tenkostěnné v proužku bez víček | SIMPORT

Proužky samostatných mikrozkušavek a vydutých, nebo plochých víček po 8 nebo 12

- Transparentní mimořádně kvalitní polypropylen umožňuje dobrou kontrolu obsahu mikrozkušavky
- Garantovaná čistota bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogení

Technické parametry

Materiál: čirý PP, nebo PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami



Proužek mikrozkušavek

Samostatné mikrozkušavky v proužku po 8 nebo 12

- Ultra tenká stěna pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla zkracuje dobu teplotního cyklu
- Proužky lze snadno dělit a použít i jako jednotlivé zkumavky

Popis	Barva	Objem (ml)	Balení	Katalogové číslo
Zkušavky po 8	čirá	0,2	125 proužků	P003201.N
Zkušavky po 8	modrá	0,2	125 proužků	P003201.M
Zkušavky po 8	zelená	0,2	125 proužků	P003201.Z
Zkušavky po 8	červená	0,2	125 proužků	P003201.R
Zkušavky po 8	žlutá	0,2	125 proužků	P003201.Y
Zkušavky po 12	čirá	0,2	125 proužků	P032010

Proužky víček

Samostatná vydutá a plochá víčka v proužku po 8 a čirá vydutá víčka v proužku po 12

- Plochá čirá víčka s dokonale hladkým a opticky čirým vrchním povrchem vhodná pro "real time" qPCR

- Dokonale těsnící víčka, plochá víčka snadno propíchnutelná jehlou

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
Vydutá víčka po 8	čirá	125 proužků	P003211.N
Vydutá víčka po 8	modrá	125 proužků	P003211.M
Vydutá víčka po 8	zelená	125 proužků	P003211.Z
Vydutá víčka po 8	červená	125 proužků	P003211.R
Vydutá víčka po 8	žlutá	125 proužků	P003211.Y
Plochá víčka po 8	čirá	125 proužků	P003212.N
Plochá víčka po 8	modrá	125 proužků	P003212.M
Plochá víčka po 8	zelená	125 proužků	P003212.Z
Plochá víčka po 8	červená	125 proužků	P003212.R
Plochá víčka po 8	žlutá	125 proužků	P003212.Y
Vydutá víčka po 12	čirá	125 proužků	P003213