

PCR mikrozkušavky tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SSI

Strip standardních nebo "low profile" mikrozkušavek s plochým nebo vydutým víčkem

- Bílé stěny zvyšují fluorescenční odrazy a snižují tak detekční limit, opticky čiré víčko neovlivňuje fluorescenční signál
- Bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů
- Homogenní ultra tenká stěna (pouze 0,20 mm ve srovnání s 0,25 mm většiny standardních PCR zkumavek) pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Vysoká průhlednost použitého polypropylenu umožňuje snadnou kontrolu obsahu
- Medicinálně čistý polypropylen zaručuje nulovou hodnotu pozadí při použití pro "real time" PCR
- Bílé mikrozkušavky s unikátním spojením bílé probarveného a čirého polypropylenu

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Síla stěny:	0,20 mm
Objem standardních mikrozkušavek:	0,2 ml
Objem "low profile" mikrozkušavek:	0,1 ml
Vnitřní průměr hrdla:	5,33 mm
Vnější průměr mikrozkušavky:	6,35 mm
Výška standardních mikrozkušavek:	20,83 mm
Výška "low profile" mikrozkušavek:	15,24 mm



Proužek PCR mikrozkušavek SnapStrip® | SSI

Standardní PCR mikrozkušavky v proužku s připojeným vydutým nebo plochým opticky čirým víčkem

- Mikrozkušavky s přímým jednoduchým propojením mezi sebou
- Připevnění víček pod úhlem 45° usnadňuje práci ve standardním 96jamkovém stojánku - víčka a mikrozkušavky si navzájem nepřekáží

Popis	Typ víčka	Objem (ml)	Barva	Balení	Katalogové číslo
-------	-----------	------------	-------	--------	------------------

Proužek po 8	Vyduté	0,2	čirá	120 proužků	U324000
Proužek po 8	ploché, opticky čiré	0,2	čirá	120 proužků	U324500



PCR mikrozkumavky s vydutým víčkem



PCR mikrozkumavky s vydutým víčkem



PCR mikrozkumavky s vydutým víčkem



PCR mikrozkumavky s plochým víčkem



PCR mikrozkumavky s plochým víčkem

Proužek PCR mikrozkumavek UltraFlux® i | SSI

Standardní a "low profile" PCR mikrozkumavky v proužku s připojeným plochým opticky čirým víčkem vhodným pro "real time" qPCR

- Robustní propojení mikrozkumavek mezi sebou zaručuje zvýšenou pevnost proužku a snižuje riziko vzájemné kontaminace vzorků
- Připevnění víček pod úhlem 45° usnadňuje práci ve standardním 96jamkovém stojánu - víčka a mikrozkumavky si navzájem nepřekáží

Popis	Typ mikrozkumavek	Objem (ml)	Barva	Balení	Katalogové číslo
-------	-------------------	------------	-------	--------	------------------

Proužek po 8	standardní	0,2	čirá	120 proužků	U324700.N
Proužek po 8	standardní	0,2	modrá	120 proužků	U324700.M
Proužek po 8	standardní	0,2	zelená	120 proužků	U324700.Z
Proužek po 8	standardní	0,2	červená	120 proužků	U324700.R
Proužek po 8	standardní	0,2	fialová	120 proužků	U324700.F
Proužek po 8	standardní	0,2	žlutá	120 proužků	U324700.Y
Proužek po 8	standardní	0,2	bílá	120 proužků	U324700.B
Proužek po 8	"Low profile"	0,1	čirá	120 proužků	U324800.N
Proužek po 8	"Low profile"	0,1	bílá	120 proužků	U324800.B

*bílé mikrozkušavky, bezbarvé, opticky čiré víčko



Standardní PCR mikrozkušavky čiré



Standardní PCR mikrozkušavky bílé



Standardní PCR mikrozkušavky bílé



Standardní PCR mikrozkušavky v barevných provedeních



Standardní PCR mikrozkušavky v barevných provedeních



"Low profile" PCR mikrozkušavky čiré



"Low profile" PCR mikrozkušavky bílé



"Low profile" PCR mikrozkušavky čiré a bílé

Proužek PCR mikrozkušavek UltraFlux® z | SSI

Standardní PCR mikrozkušavky v proužku s proužkem plochých víček připevněným na krajní mikrozkušavku


- Bílé mikrozkušavky s opticky čirým víčkem vhodné pro "real time" qPCR

Popis	Typ mikrozkušavek	Objem (ml)	Barva	Balení	Katalogové číslo
Proužek po 8	standardní	0,2	čirá	125 proužků	U323500.N
Proužek po 8	standardní	0,2	modrá	125 proužků	U323500.M
Proužek po 8	standardní	0,2	zelená	125 proužků	U323500.Z
Proužek po 8	standardní	0,2	červená	125 proužků	U323500.R
Proužek po 8	standardní	0,2	fialová	125 proužků	U323500.F
Proužek po 8	standardní	0,2	žlutá	125 proužků	U323500.Y
Proužek po 8	standardní	0,2	bílá	125 proužků	U323500.B

*bílé mikrozkušavky, bezbarvé opticky čiré víčko



Strip čirých PCR mikrozkušavek



Strip bílých PCR mikrozkušavek



Strip bílých PCR mikrozkumavek



Strip bílých PCR mikrozkumavek